

LA SUSCRITA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPROMED M.K S.A.S



FICHA TÉCNICA MASCARILLA

Que, en nuestra calidad de fabricantes, importadores y comercializadores de insumos médicos, fabricamos, importamos y vendemos artículos denominados ROPA QUIRURGICA DESECHABLE (batas, sabanas, gorros, polainas, **MASCARILLAS**, pantalones, blusas, pantalonetas, baberos y bikini), y que pueden ser usados por personal médico; y está elaborado bajo las siguientes especificaciones:

GENERALIDADES:

Producto elaborado en polipropileno no tejido de alta respirabilidad en una, dos o tres capas, con filtro Meltblown (micro fibras de polipropileno no tejido), adaptador nasal y caucho anatómico o bandas de amarre. Se utiliza para protección y prevenir contagio a través de las vías respiratorias o en caso de riesgo biológico o ambiental.

ADVERTENCIAS DEL PRODUCTO

- Un solo uso, no reutilizable
- Las personas que tengan dificultad para respirar deben consultar a su médico para usarlo.
- Conservar el producto evitando la exposición directa a la luz solar y la humedad

MATERIAL DEL PRODUCTO:

- Tela desechable no tejida (polipropileno 100% extruido)
- Tira elástica (20% poliuretano y 80% poliéster)
- Pieza nasal (alambre recubierto de polipropileno 100%)
- Filtro meltblown (microfibras de polipropileno no tejido)

USO DEL PRODUCTO:

- Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitar el producto
- Protección respiratoria en riesgo de epidemias
- Protección respiratoria en intervenciones quirúrgicas, para evitar el contacto con sangre o fluidos corporales
- Protección respiratoria de olores, polvo o sustancias nocivas para la salud.
- En atención a pacientes

EMPAQUE:


Cajita por 50 unidades, y cartón por 40 cajitas

VIDA ÚTIL:

3 años a partir de la fecha de fabricación, manteniéndolo en las condiciones de almacenamiento

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:

Se deben almacenar en un lugar evitando la exposición directa a la luz solar y humedad. Debe ser en un lugar seco y ventilado.



ING. NUVIA AGUIRRE AMADO
DIRECTOR TÉCNICO